

Wb 및 Elisa용 Anti-Cfdp1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Uee9

품목 번호: CM0026049

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CFDP1 rabbit polyclonal antibody입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 반응합니다. 동원체 안정성 및 두개안면 발달에 관여하는 이색질 안정화 단백질을 표적합니다. 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CFDP1 Rabbit pAb
비고/별칭	p97; BCNT; CP27; SWC5; Yeti; CENP-29; BUCENTAUR; CFDP1
종(Species)	Human
GeneID	I0428
항원(Immunogen)	인간 CFDP1 (NP_006315.1)의 아미노산 1-299에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UEE9
단백질 분자량(Protein Weight)	34kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)