


Wb 및 Elisa용 Anti-Cfhr1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q03591

품목 번호: CM0024453



소개

인간 CFHR1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, Western blot 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 보체 조절 및 지질 대사에 관여하는 ~38kDa 분비 당단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CFHR1 Rabbit pAb
비고/별칭	H36; CFHL; FHR1; HFL1; HFL2; CFHL1; FHL-1; FHR-1; H36-1; H36-2; CFHL1P; CFHR1P; CFHR1
종	인간
유전자 ID (인간)	3078
유전자 ID	3078
면역원	인간 CFHR1 (NP_002104.2)의 아미노산 151-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q03591
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백