

## Wb, If-P, Elisa용 Anti-Cfhr3 폴리클로날 항체 - Q02985

품목 번호: CM0026741

### 소개

이 CFHR3 래빗 폴리클로날 항체는 인간, 마우스 및 래트에서 웨스턴 블롯, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 보체 조절 및 용혈성 요독 증후군 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 사양                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CFHR3 래빗 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | FHR3; HLF4; CFHL3; FHR-3; DOWN16; CFHR3                        |
| 종           | 인간                                                             |
| GeneID (인간) | 10878                                                          |
| GeneID      | 10878                                                          |
| 면역원         | 인간 CFHR3 (NP_066303.2)의 아미노산 80-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. |
| 원산지         | 래빗                                                             |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                       |
| 응용 분야       | WB, IF-P, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS       | Q02985                                                         |
| 단백질 분자량     | 37kDa                                                          |
| 배송 조건       | 아이스백                                                           |