

Wb, Elisa용 Anti-Cfhr5 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Bxr6

품목 번호: CM0017322

소개

인간 CFHR5(FHR5)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응. 보체 조절 및 용혈성 요독 증후군 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CFHR5 Rabbit pAb
비고/별칭	FHR5; CFHL5; FHR-5; CFHR5D; CFHR5
종	인간
유전자 ID (인간)	81494
면역원	인간 CFHR5 (NP_110414.1)의 아미노산 450-569에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9BXR6
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩