

Wb 및 Elisa용 항-Cfi 다클론 항체 - P05156

품목 번호: CM0026615



소개

인간 및 마우스 CFI와 반응하는 WB 및 ELISA 응용 분야에 적합한 토끼 유래 항-CFI 다클론 항체입니다. 보체 경로 연구, 면역 조절 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CFI 토끼 pAb
비고/별칭	FI; IF; KAF; AHUS3; ARMD13; C3BINA; C3b-INA; CFI
종	인간
유전자ID (인간)	3426
유전자ID	3426
면역원	인간 CFI (NP_000195.2)의 아미노산 19-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05156
단백질 분자량	66kDa
배송 방식	아이스백