


Wb 및 Elisa용 항-Cfl1 토끼 다클론 항체 - P23528

품목 번호: CM0020897



소개

CFL1 토끼 pAb는 인간 코필린-1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 CFL1(예상 분자량 19kDa)을 검출하며 액틴 역학, 세포 이동 및 세포골격 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CFL1 토끼 pAb
비고/별칭	CFL; 코필린; HEL-S-15; CFL1
종	인간
GeneID (인간)	1072
GeneID	1072
면역원	인간 CFL1 (NP_005498.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23528
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백