

Anti-Cfl2 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa 적용 가능 - Q9Y281

품목 번호: CM0026036



소개

웨스턴 블로팅, 면역형광, ELISA에서 검증된 Cofilin-2 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트 CFL2와 반응합니다. 근육 액틴 동역학 및 네말린 근병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CFL2 토끼 pAb
비고/별칭	NEM7; CFL2
종	인간
유전자ID (인간)	1073
유전자ID	1073
면역원	인간 CFL2 (NP_068733.1)의 아미노산 1-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y281
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스백