


Wb, Elisa용 항-Cflip 다클론 항체 - O15519

품목 번호: CM0023326



소개

웨스턴 블롯, ELISA용 인간 cFLIP(CASP8 및 FADD 유사 세포사멸 조절인자)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	cFLIP 토끼 pAb
비고/별칭	CASH; FLIP; MRIT; CLARP; FLAME; cFLIP; Casper; FLAME1; c-FLIP; FLAME-1; I-FLICE; c-FLIPL; c-FLIPR; c-FLIPS; CASP8API
종	인간
유전자ID	8837
면역원	인간 cFLIP (NP_003870.4)의 아미노산 90-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O15519
단백질 분자량	55kDa
배송 방법	아이스 팩