


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cfp 토끼 다클로날 항체 - P27918

품목 번호: CM0027311



소개

사람 Properdin (CFP)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐를 인식합니다. 재조합 면역원입니다. 보체 대체 경로 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CFP Rabbit pAb
비고/별칭	BFD; PFC; PFD; PROPERDIN; CFP
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5199
유전자 ID	5199
면역원	재조합 단백질 사람 CFP (NP_001138724.1)의 아미노산 190-469에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P27918
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)