

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cftr 토끼 다클로날 항체 - P13569

품목 번호: CM0026556



소개

인간 CFTR을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 CFTR(~168 kDa)을 인식합니다. 이온 채널 및 낭성 섬유증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CFTR Rabbit pAb
비고/별칭	CF; MRP7; ABC35; ABCC7; CFTR/MRP; TNR-CFTR; dJ760C5.1; CFTR
종	인간(Human)
유전자 ID	1080
면역원	인간 CFTR (NP_000483.3)의 아미노산 700-840에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P13569
단백질 분자량	168kDa
배송	아이스백