


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cgas 폴리클로날 항체 - Q8N884

품목 번호: CM0030589



소개

인간 cGAS (cyclic GMP-AMP synthase; MB21D1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 DNA 감지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	cGAS Rabbit pAb
비고/별칭	MB21D1; h-cGAS; C6orf150; cGAS
종	인간(Human)
GeneID (인간)	115004
GeneID	115004
면역원	합성 펩타이드 인간 cGAS (NP_612450.2)의 아미노산 350-522에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8N884
단백질 분자량	59 kDa
배송	아이스 팩