


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cgas Rabbit Monoclonal Antibody - Q8N884

품목 번호: CM0008929



소개

인간 cGAS (MB21D1, C6orf150)를 표적으로 하는 Rabbit monoclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 약 59 kDa 밴드를 인식합니다. 선천면역 및 DNA 감지 연구를 위한 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	cGAS Rabbit mAb
비고/별칭	MB21D1; h-cGAS; C6orf150
종	인간
유전자 ID (인간)	115004
유전자 ID	115004
면역원	인간 cGAS (NP_612450.2)의 아미노산 430-522 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N884
단백질 무게	59 kDa
배송	아이스백