

Wb, Elisa용 항Cgb 토끼 다클론 항체 - P0Dn86

품목 번호: CM0017215



소개

인간 CGB(CGB3/CGB5/CGB8)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 검출하며 임신 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CGB 토끼 pAb
비고/별칭	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB
종	인간
유전자ID (인간)	1082
유전자ID	1082
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P0DN86
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스백