

Anti-Cgb5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P0Dn86

품목 번호: CM0029195



소개

인간 CGB5에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 임신 및 모체 적응에 필수적인 hCG 베타 소단위체를 표적하며, 인간 샘플에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CGB5 Rabbit pAb
비고/별칭	CGB; HCG; hCGB; CGB5
종	인간(Human)
GeneID	93659
면역원	재조합 단백질 인간 CGB5 (NP_000728.1)의 아미노산 20-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P0DN86
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)