

Anti-Cgb7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P0Dn87

품목 번호: CM0029419

소개

CGB7 Rabbit pAb는 인간 CGB7에 대해 토끼에서 생산된 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 임신 연구 및 hCG 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CGB7 Rabbit pAb
비고/별칭	CGB6; CG-beta-a; CGB7
종	인간
유전자 ID (인간)	94027
유전자 ID	94027
면역원	인간 CGB7 (NP_149133.1)의 아미노산 21-165 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P0DN87
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백