

Wb, Elisa용 항-Cgb7 토끼 다클론 항체 - P0Dn87

품목 번호: CM0015221

소개

인간 융모성성선자극호르몬 서브유닛 베타 7(CGB7)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 생식생물학 및 임신 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CGB7 토끼 pAb
비고/별칭	CGB6; CG-beta-a; CGB7
종	인간
유전자ID	94027
면역원	인간 CGB7 (NP_149133.1)의 아미노산 21-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P0DN87
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백