

Wb, Elisa용 Anti-Cgpr 토끼 다클로날 항체 - P10092

품목 번호: CM0022807

소개

사람 Calcitonin Gene-Related Peptide 2 (CGPR/CGRP2)에 특이적인 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 교차 반응성이 있습니다. 혈관 확장, 신경생물학 및 CGRP 수용체 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CGPR Rabbit pAb
비고/별칭	CALC2; CGRP2; CGRP-II
종(Species)	사람(Human)
GeneID	797
면역원(Immunogen)	사람 CGPR (NP_000719.1)의 아미노산 20-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P10092
단백질 분자량(Protein Weight)	13kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)