

Wb, Elisa용 Cgref1 토끼 다클론 항체 - Q99674

품목 번호: CM0015680

소개

세포 성장 조절 단백질이자 접착 단백질인 CGREF1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스와 랫드에 교차 반응합니다. 암 및 세포 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CGREF1 토끼 pAb
비고/별칭	CGR11; CGREF1
종	인간
GeneID (인간)	10669
GeneID	10669
면역원	인간 CGREF1(NP_006560.3)의 20~200번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q99674
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩