

## Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cgrp 폴리클로날 항체 - P01258 / P06881

품목 번호: CM0030279



### 소개

인간 CGRP(칼시토닌 유전자 관련 펩타이드)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 칼슘 대사 및 신경 펩타이드 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | CGRP Rabbit pAb                                          |
| 비고/별칭       | CT, KC, PCT, CGRP, CALCL, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha      |
| 종           | 인간(Human)                                                |
| GeneID (인간) | 796                                                      |
| 면역원         | 인간 CGRP (NP_001029125.1)의 아미노산 49-128 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                               |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                          |
| 애플리케이션      | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                 |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                           |
| SWISS       | P01258/P06881                                            |
| 단백질 분자량     | 13kDa/15kDa                                              |
| 배송          | 아이스백                                                     |