

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Chac1 토끼 다클론 항체 - Q9Bux1

품목 번호: CM0016797

소개

인간 CHAC1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 접힌 단백질 반응 및 Notch 경로 조절에 관여하는 세포 사멸 촉진 효소인 CHAC1을 검출합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHAC1 토끼 pAb
비고/별칭	CHAC1
종	인간
유전자 ID (인간)	79094
유전자 ID	79094
면역원	인간 CHAC1 (NP_077016.3)의 아미노산 1-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BUX1
단백질 무게	24kDa
배송	얼음주머니