


Anti-Chad 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O15335

품목 번호: CM0018674



소개

인간 연골 접착 단백질(Chondroadherin, CHAD)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 연골 세포외기질(ECM) 생물학 및 연골세포 접착 기전을 연구하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHAD Rabbit pAb
비고/별칭	SLRR4A; CHAD
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1101
GeneID	1101
면역원(Immunogen)	인간 CHAD (NP_001258.2)의 아미노산 1-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O15335
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)