

Anti-Champ1 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q96Jm3

품목 번호: CM0013711



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클로날 CHAMP1 항체로, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 유사 분열 염색체 정렬 및 키네토코어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHAMP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CAMP; CHAMP; MRD40; ZNF828; C13orf8; NEDHILD; CHAMP1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	283489
유전자 ID	283489
면역원(Immunogen)	인간 CHAMP1 (NP_115812.1)의 아미노산 563-812에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q96JM3
단백질 분자량	89kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)