

Wb, Ihc, If, Elisa용 항-Chat 다클론 항체 - P28329

품목 번호: CM0018231



소개

CHAT(콜린 O-아세틸트랜스퍼라제)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫 CHAT를 특이적으로 검출하며 신경과학 및 신경근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHAT 토끼 pAb
비고/별칭	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
종	인간
유전자 ID (인간)	1103
면역원	재조합 단백질 (인간 CHAT (NP_065574.4)의 아미노산 331-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫
SWISS	P28329
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백