

Wb, Elisa용 Anti-Chat Rabbit Monoclonal Antibody - P28329

품목 번호: CM0002727



소개

인간 콜린 O-아세틸트랜스퍼라제(ChAT)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드에 대한 반응성을 가진 WB 및 ELISA에서 검증됨. 콜린성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ChAT Rabbit mAb
비고/별칭	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
종	인간
GeneID (인간)	1103
GeneID	1103
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P28329
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백