


Wb 및 Elisa용 Anti-Chchd1 토끼 다클론 항체 - Q96Bp2

품목 번호: CM0022702



소개

CHCHD1(미토콘드리아 리보솜 단백질 mS37)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스에 대한 교차 반응성과 함께 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 미토콘드리아 및 리보솜 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHCHD1 토끼 pAb
비고/별칭	C2360, MRP-S37, C10orf34, CHCHD1
종	인간
GeneID(인간)	118487
GeneID	118487
면역원	인간 CHCHD1(NP_976043.1)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96BP2
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스팩