

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Chchd3 토끼 다클론 항체 - Q9Nx63

품목 번호: CM0028786

소개

인간 CHCHD3(MIC19/MINOS3)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 연구 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHCHD3 토끼 pAb
비고/별칭	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; CHCHD3
종	인간
유전자 ID (인간)	54927
유전자 ID	54927
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NX63
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩