

Anti-Chchd3 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증 완료) For Wb, Elisa - Q9NX63

품목 번호: CM0022857

소개

KO 검증 완료된 인간 CHCHD3 (Mic19)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 MICOS 복합체 및 크리스테 형태 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CHCHD3 Rabbit pAb
비고/별칭	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; D3
종	인간
GeneID (Human)	54927
GeneID	54927
면역원	인간 CHCHD3 (NP_060282.1)의 아미노산 1-227 서열에 해당하는 제조함 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NX63
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백