


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Chchd4 다클론 항체 - Q8N4Q1

품목 번호: CM0018901



소개

인간 CHCHD4/MIA40에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 막간 공간으로의 단백질 수입 및 산화환원 민감성 단백질 접힘 연구에 이상적이며, 랫드와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHCHD4 토끼 pAb
비고/별칭	MIA40; TIMM40; CHCHD4
종	인간
GeneID (인간)	131474
GeneID	131474
면역원	인간 CHCHD4의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001091972.1)
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q8N4Q1
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩