


항-Chchd4 다클론 항체 (토끼 Pab) Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q8N4Q1

품목 번호: CM0014123



소개

인간 CHCHD4(MIA40)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 호흡 사슬 조립 연구에 적합합니다. 인간, 생쥐, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHCHD4 토끼 pAb
비고/별칭	MIA40; TIMM40; CHCHD4
종	인간
유전자ID (인간)	131474
유전자ID	131474
면역원	인간 CHCHD4(NP_001091972.1)의 아미노산 1-142번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q8N4Q1
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩