


Wb, Ihc, If, Elisa용 항-Chchd4 토끼 단일클론 항체 - Q8N4Q1

품목 번호: CM0012237



소개

WB, IHC, IF 및 ELISA 용도로 검증된 CHCHD4(MIA40)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] CHCHD4 토끼 mAb
비고/별칭	MIA40; TIMM40
종	인간
유전자 ID(인간)	131474
유전자 ID	131474
면역원	재조합 단백질 인간 CHCHD4(NP_001091972.1)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8N4Q1
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩