

Anti-Chchd6 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q9Brq6

품목 번호: CM0017403

소개

사람 CHCHD6(MICOS 복합체 서브유닛 MIC25)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 크리스타 접합 구조에 필수적인 미토콘드리아 내막 단백질을 타겟합니다. 사람과 교차반응성을 가집니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHCHD6 토끼 pAb
비고/별칭	CHCM1; Mic25; MICOS25; PPIP23; CHCHD6
종	사람
유전자 ID (사람)	84303
유전자 ID	84303
면역원	사람 CHCHD6 (NP_115719.1)의 아미노산 1-235에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q9BRQ6
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스백