

## 항-Chchd7 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Buk0

품목 번호: CM0023515



### 소개

인간 CHCHD7(COX23)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트를 검출합니다. 미토콘드리아 연구 및 염색체 재배열 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명     | CHCHD7 토끼 pAb                                               |
| 비고/별칭   | COX23; CHCHD7                                               |
| 종       | 인간                                                          |
| 유전자 ID  | 79145                                                       |
| 면역원     | 인간 CHCHD7(NP_077276.2)의 아미노산 1-97에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                          |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                           |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                 |
| SWISS   | Q9BUK0                                                      |
| 단백질 분자량 | 10kDa                                                       |
| 배송      | 아이스 팩                                                       |