

Wb, Elisa용 Anti-Chd2 폴리클로날 항체 - O14647

품목 번호: CM0024747

소개

사람, 쥐, 랫트 샘플의 WB 및 ELISA에 적합한 이 토끼 폴리클로날 항체로 CHD2 크로마틴 리모델링 기능을 검증하세요. 후성유전학 및 근육 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | CHD2 Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭                    | EEOC; DEE94; CHD2                                               |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                       |
| 유전자 ID (사람)              | 1106                                                            |
| 유전자 ID                   | 1106                                                            |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 CHD2 (NP_001036037.1)의 아미노산 1-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                      |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                 |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)                                    |
| SWISS                    | O14647                                                          |
| 단백질 분자량                  | 211kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                  |