

Wb, Elisa용 Anti-Chd2 다클론 항체 - O14647

품목 번호: CM0014021

소개

인간 CHD2를 대상으로 WB 및 ELISA 검증이 완료된 CHD2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 세포주에서 염색질 리모델링, 근육 형성 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHD2 토끼 pAb
비고/별칭	EEOC, DEE94, CHD2
종	인간
유전자 ID (인간)	1106
면역원	인간 CHD2(NP_001262.3)의 아미노산 1729-1828 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14647
단백질 분자량	211kDa
배송	아이스팩