

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Chd3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q12873

품목 번호: CM0007931

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-CHD3 토끼 단일클론 항체. 전사 억제에 관여하는 227kDa NuRD 복합체 크로마틴 리모델러인 인간, 마우스, 랫트 CHD3을 검출합니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CHD3 Rabbit mAb
비고/별칭	ZFH; Mi-2a; SNIBCPs; Mi2-ALPHA; CHD3
종	인간
GeneID (Human)	1107
GeneID	1107
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q12873
단백질 분자량	227kDa
배송	아이스백