

Anti-Chd3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q12873

품목 번호: CM0023413

소개

CHD3(Mi-2alpha)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 염색질 리모델링 및 NuRD 복합체 연구를 위한 항체. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHD3 Rabbit pAb
비고/별칭	ZFH; Mi-2a; SNIBCPS; Mi2-ALPHA; CHD3
종	인간
GeneID (인간)	1107
GeneID	1107
면역원	합성 펩타이드 인간 CHD3의 아미노산 1900-2000에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 (NP_001005273.1).
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q12873
단백질 분자량	227kDa
배송	아이스백