


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Chd4 단일클론 항체 - Q14839

품목 번호: CM0007135



소개

사람 CHD4에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 표적은 전사 조절 및 DNA 복구에 관여하는 NuRD 복합체의 ATP 의존성 크로마틴 리모델링 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHD4 Rabbit mAb
비고/별칭	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	1108
면역원(Immunogen)	사람 CHD4의 아미노산 1520-1700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001264.2)
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q14839
단백질 분자량	218kDa
배송(Shipping)	아이스백