


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Chd4 다클론 항체 - Q14839

품목 번호: CM0016346



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 CHD4 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다.

염색질 리모델링 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

Swiss-Prot: Q14839.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHD4 토끼 pAb
비고/별칭	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
종	인간
GeneID (인간)	1108
GeneID	1108
면역원	인간 CHD4(NP_001264.2)의 아미노산 1520-1690에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14839
단백질 분자량	218kDa
배송	아이스팩