

Wb 및 Elisa용 항-Chd9 다클론 항체 - Q3L8U1

품목 번호: CM0018320

소개

CHD9 토끼 pAb, WB 및 ELISA에서 검증 완료. 전사 조절에 관여하는 크로마틴 리모델러인 인간 및 생쥐 CHD9(예상 분자량 326 kDa)를 검출합니다. 재조합 면역원 (아미노산 85-190). 연구용으로만 사용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHD9 토끼 pAb
비고/별칭	AD013; CHD-9; CReMM; KISH2; PRIC320; CHD9
종	인간
유전자 ID (인간)	80205
유전자 ID	80205
면역원	인간 CHD9 (NP_079410.4)의 아미노산 85-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q3L8U1
단백질 분자량	326kDa
배송 방식	아이스백