

Anti-Chdh Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

품목 번호: CM0019288

소개

인간 CHDH(콜린 탈수소효소, 미토콘드리아)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫드 종을 검출합니다. 콜린 대사, 미토콘드리아 자가포식 및 관련 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHDH Rabbit pAb
비고/별칭	CHDH
종	인간
GeneID (인간)	55349
GeneID	55349
면역원	인간 CHDH (NP_060867.2)의 아미노산 245-594에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8NE62
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백