

Wb, Elisa용 Anti-Chek2 다클론 항체 - Q9Z265

품목 번호: CM0020193

소개

인간 Chek2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 교차 반응성을 가지며 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 연구에서 DNA 손상 반응 및 세포 주기 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Chek2 토끼 pAb
비고/별칭	CHK2; Cds1; Rad53; HUCDS1; Chek2
종	인간
GeneID (인간)	50883
GeneID	50883
면역원	인간 Chek2의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_057890.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Z265
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩