

Wb, Elisa용 Anti-Cherp 폴리클로날 항체 - Q8Iwx8

품목 번호: CM0030596

소개

CHERP 토끼 폴리클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 CHERP 단백질을 검출합니다. 칼슘 항상성 및 소포체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHERP 토끼 pAb
비고/별칭	SRA1; DAN16; SCAF6; CHERP
종	인간
유전자 ID (인간)	10523
면역원	인간 CHERP (NP_006378.3)의 아미노산 650-750 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IWX8
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백