

Wb, Elisa용 Anti-Chga 폴리클로날 항체 - P10645

품목 번호: CM0020780



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 폴리클로날 CHGA 항체입니다. 인간 및 마우스 CHGA (51 kDa)와 반응하며, 이는 호르몬 분비 및 선천성 면역을 조절하는 그라닌(granin) 패밀리 단백질입니다. 신경내분비 및 심혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHGA Rabbit pAb
비고/별칭	CGA; PHE5; PHES; CHGA
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	1113
유전자 ID	1113
항원(Immunogen)	인간 CHGA (NP_001266.1)의 아미노산 230-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P10645
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)