

Anti-Chgb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P05060

품목 번호: CM0026563

소개

CHGB Rabbit pAb (SCG1)는 WB 및 ELISA용입니다. 인간과 마우스의 신경내분비 분비 과립 단백질인 시크레토그라닌-1을 검출합니다. 부신 수질, 갈색세포종, 뇌척수액 바이오마커 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHGB Rabbit pAb
비고/별칭	SCG1; CHGB
종	인간
유전자 ID (인간)	1114
유전자 ID	1114
면역원	인간 CHGB (NP_001810.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05060
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백