

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Chi3L2 폴리클로날 항체 - Q15782

품목 번호: CM0030523



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 CHI3L2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 키티나아제-3-유사 단백질 2(YKL-39)를 표적으로 하며, 연골 세포에서 높은 발현을 나타내는 분비성 렉틴으로 연골 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHI3L2 Rabbit pAb
비고/별칭	CHIIL2; YKL39; YKL-39; CHI3L2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1117
유전자 ID	1117
면역원(Immunogen)	인간 CHI3L2 (NP_003991.2)의 아미노산 27-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q15782
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)