


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Chia 토끼 다클론 항체 - Q9Bzp6

품목 번호: CM0028254



소개

웨스턴 블롯, IHC 및 ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 인간 산성 포유류 키틴아아제(CHIA)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 키틴 대사, Th2 면역 및 천식 연구에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CHIA 토끼 pAb
비고/별칭	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
종	인간
유전자ID (인간)	27159
유전자ID	27159
면역원	인간 CHIA(NP_001244932.1)의 아미노산 1-368에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BZP6
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백