

닭 IL12B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q6X0K9

품목 번호: CM0023560

소개

닭 IL12B에 대한 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증이 완료된 토끼 폴리클론 항체입니다. 36 kDa 분비 사이토카인 서브유닛인 닭 IL-12B(IL-12p40)를 인식합니다. 조류 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Chicken IL12B Rabbit pAb
비고/별칭	IL-12B; IL-12p40
종	Gallus
GeneID	404671
면역원	닭 IL12B (NP_998736.1)의 아미노산 21-315에 해당하는 재조합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Gallus
SWISS	Q6X0K9
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩