

Anti-Chit1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13231

품목 번호: CM0019591



소개

인간 CHIT1(Chitotriosidase-1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차반응합니다. 키틴 대사 및 면역 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHIT1 Rabbit pAb
비고/별칭	CHI3; CHIT; CHITD; CHIT1
종	인간
GeneID (Human)	1118
GeneID	1118
면역원	인간 CHIT1 (NP_003456.1)의 아미노산 217-466에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13231
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백