

Wb, Elisa용 항-Chk1 다클론 항체 - O14757

품목 번호: CM0022767



소개

인간 Chk1(체크포인트 키나아제 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포주기 체크포인트 및 DNA 손상 반응 연구에 적합합니다. 약 54 kDa 크기의 인간 Chk1 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Chk1 토끼 pAb
비고/별칭	CHK1; Chk1
종	인간
유전자ID (인간)	1111
유전자ID	1111
면역원	재조합 단백질; Chk1(NP_001265.2)의 아미노산 148-307에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩