

웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(파라핀, IHC-P), Elisa용 Anti-Chk1 Rabbit Monoclonal Antibody - O14757

품목 번호: CM0009279



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA용 고품질 anti-Chk1 토끼 단일클론 항체. DNA 손상 반응 및 세포 주기 조절에 관여하는 54kDa 체크포인트 키나제인 인간 Chk1과 반응합니다. 종양학 및 게놈 무결성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Chk1 Rabbit mAb
비고/별칭	CHK1; CHEK1; Chk1
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	1111
유전자 ID	1111
면역원	합성 펩타이드 인간 Chk1 (O14757)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
항체원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백